

# SISTEMA PACIENTE - ENFERMERA IP

## Terminal de habitación / puesto de enfermería SMCi - IP gerión

### RT-07DIP


Terminal de habitación o puesto de enfermería con pantalla y comunicación de audio manos libres con el puesto de enfermera. Dispone de cuatro teclas de gran formato con colores diferenciados e iluminación led para llamada normal, llamada de emergencia, llamada de médico (código azul) y para señalizar la presencia de personal sanitario (y cancelar la llamada). La pulsación de cualquier tecla genera información óptica y acústica en los terminales de control y los elementos de señalización (lámpara de pasillo, pantallas informativas, otras habitaciones...) facilitando una rápida respuesta.

Con la presencia de personal sanitario activada la pantalla presenta las llamadas de otras habitaciones, indicando el tipo y el origen de la llamada, y permitiendo la comunicación entre habitaciones. En reposo la pantalla presenta fecha y hora. Esta función permite el uso del equipo en puestos de enfermería o de médicos.

El dispositivo centraliza la conexión de los mecanismos de habitación, como los mandos de cama, pulsadores de diferentes tipos de llamada, pulsadores de presencia/cancelación, tiradores de baño, lámparas de pasillo y dispositivos externos como goteros o alarmas de dispositivos médicos. Dimensiones 151 x 82 x 23 mm. Alimentación PoE.



### Esquema



# IP NURSE CALL SYSTEM

## Room terminal / nursing control room

SMCi - IP  gerión

### RT-07DIP


Room terminal or nursing station with display and hands-free audio communication with the nursing station. It has four large keys with different colors and LED lighting for normal call, emergency call, doctor call (blue code) and to signal the presence of healthcare personnel (and cancel the call). Pressing any key generates optical and acoustic information in the control terminals and signaling elements (corridor lamp, information screens, other rooms...) facilitating a quick response.

With the presence of healthcare personnel activated, the display shows calls from other rooms, indicating the type and origin of the call, and allowing communication between rooms. At rest, the display shows the date and time. This function allows the use of the equipment in nursing or doctor control rooms.

The device centralizes the connection of room mechanisms, such as bed controls, buttons for different types of calls, presence/cancellation buttons, bathroom pull cords, corridor lamps and external devices such as drippers or medical device alarms. Dimensions 151 x 82 x 23 mm. PoE powered.



### Diagram



# SYSTEME PATIENT-INFIRMIERS

## Terminal de chambre / postes de soins

SMCi - IP gerión

### RT-07DIP

Terminal de chambre avec communication audio mains libres avec le poste de soins infirmier. Il dispose de quatre touches grand format avec des couleurs et d'un éclairage LED pour l'appel normal, appel d'urgence, appel du médecin (code bleu), présence du personnel de santé et annulation d'appel. Une pression sur une des touches génère des informations optiques et acoustiques dans les terminaux de contrôle et les éléments de signalisation (lampe de couloir, écrans d'information, autres chambres...) facilitant une réponse rapide.

Lorsque la présence du personnel de santé est activée, l'écran présente les appels provenant des autres chambres, indiquant le type et l'origine de l'appel et permettant la communication entre les chambres. Au repos, l'écran affiche la date et l'heure. Cette fonction permet l'utilisation de l'équipement dans les postes de soins infirmiers ou de médecins.

Ils centralisent également la connexion des appareils de la chambre, tels que les commandes de lit, les boutons pour différents types d'appels, les boutons de présence/annulation, les tirettes de salle de bain, les lampes de couloir et les dispositifs externes tels que les goutte-à-goutte ou les alarmes de dispositifs médicaux. Dimensions 151 x 82 x 23 mm. Alimentation PoE.



### Diagramme

